

## WNIOSEK - druk własny

Oznaczanie płci oferujemy w przypadku rzędu **PAPUGI (PSITTACIFORMES)** i **GOŁĘBIOWE (COLUMBIFORMES)**. W przypadku innych rzędów ptaków po wcześniejszym uzgodnieniu.

### Zleceniodawca badania

Imię i nazwisko: ..... Adres: .....

Telefon: ..... .....

E-mail: ..... .....

Kod pakietu abonamentowego (wypełniają tylko posiadacze): .....

**Nie wypełniać kodu lab. w tabeli. Wpisać wyłącznie numer obrączki i gatunek ptaka.**

	Kod lab.	Numer obrączki	Gatunek ptaka
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

### Pobranie krwi & procedura. Przedtem kup igły i woreczki strunowe.

1. Zabezpiecz ptaka, oczyść miejsce nakłucia (opuszka palca) i delikatnie nakłuj. Do pobrania próbki od każdego osobnika należy użyć nowej igły!
2. Nanieść 2-3 krople krwi na kartę. Krew umieścić w wyznaczonym prostokącie „**Próbka krwi.**”
3. Na karcie do pobierania próbek, a następnie w tabeli we wniosku, należy podać numer obrączki i gatunek osobnika, od którego pobrano próbkę. Nie wypełniać kodu lab.
4. Kartę z próbką natychmiast po pobraniu dokładnie wysuszyć, unikając obecności ptaków (zapobieganie zanieczyszczeniu). Następnie włożyć do osobnej torebki.
5. Wypełnić wniosek czytelnie. Następnie włożyć wniosek i próbki do koperty i wysłać listem poleconym na adres: **BILGEN s.r.o., Pod Zahrádkami 321, 687 06 Velehrad, Czech Republic.**
6. Po otrzymaniu próbek wyślemy e-mail z potwierdzeniem i fakturą do opłacenia badania.
7. **Certyfikaty z wynikami wysyłamy e-mailem w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania próbek i płatności.**

Podpisując, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i analizę DNA przesłanych próbek w celu określenia płci.

Data pobrania próbek: ..... Podpis: .....

Wynik analizy DNA jest oparty na badaniach laboratoryjnych i dotyczy wyłącznie przesłanej próbki. BILGEN s.r.o., IČO: 17858241, nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z niepoprawnego pobrania, zanieczyszczenia lub zamiany próbek.

## KARTY DO POBIERANIA PRÓBEK – druk własny

Karty do pobierania próbek należy pociąć wzdłuż przerywanych linii, co umożliwi uzyskanie 12 osobnych kart. Wszelkie informacje „**Pobranie krwi & procedura**” znajdują się na wniosku.

KARTA POBRANIA		KARTA POBRANIA	
Gatunek:	Próbka krwi	Gatunek:	Próbka krwi
Numer obrączki:			
Kod lab. (nie wypełniać):			
www.bilgen.cz info@bilgen.cz			
KARTA POBRANIA		KARTA POBRANIA	
Gatunek:	Próbka krwi	Gatunek:	Próbka krwi
Numer obrączki:			
Kod lab. (nie wypełniać):			
www.bilgen.cz info@bilgen.cz			
KARTA POBRANIA		KARTA POBRANIA	
Gatunek:	Próbka krwi	Gatunek:	Próbka krwi
Numer obrączki:			
Kod lab. (nie wypełniać):			
www.bilgen.cz info@bilgen.cz			
KARTA POBRANIA		KARTA POBRANIA	
Gatunek:	Próbka krwi	Gatunek:	Próbka krwi
Numer obrączki:			
Kod lab. (nie wypełniać):			
www.bilgen.cz info@bilgen.cz			
KARTA POBRANIA		KARTA POBRANIA	
Gatunek:	Próbka krwi	Gatunek:	Próbka krwi
Numer obrączki:			
Kod lab. (nie wypełniać):			
www.bilgen.cz info@bilgen.cz			
KARTA POBRANIA		KARTA POBRANIA	
Gatunek:	Próbka krwi	Gatunek:	Próbka krwi
Numer obrączki:			
Kod lab. (nie wypełniać):			
www.bilgen.cz info@bilgen.cz			
KARTA POBRANIA		KARTA POBRANIA	
Gatunek:	Próbka krwi	Gatunek:	Próbka krwi
Numer obrączki:			
Kod lab. (nie wypełniać):			
www.bilgen.cz info@bilgen.cz			